

STV I.

JOZEF JURČÍK 2.3.2025

Absolute Häuf.gkeit: Anzahl der Ereignisse mit einem bestimmten Merkmal.

Stichprobe: Menge aller Ergebnisse

Relative Häuf.gkeit: $\text{Absolute Häuf.gkeit} / |\text{Stichprobe}|$

Wahrscheinlichkeit: $\lim_{|\text{Stichprobe}| \rightarrow \infty} \text{Relative Häuf.gkeit} = \text{Wahrsch}$

Erwartungswert: nach Wahrscheinlichkeit gewichtetes Mittel der Werte, die die Zufallsvariable annimmt

<https://de.wikipedia.org/wiki/Erwartungswert>

Varianz:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mu)^2)$$

[https://de.wikipedia.org/wiki/Varianz_\(Stochastik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Varianz_(Stochastik))

X - Zufallsvariable

μ - Erwartungswert also $\mathbb{E}(X) = \mu$

Standardabweichung:

$$\text{SD}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sigma$$

II.


Normalverteilung:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\sigma = \text{SD}(X)$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X)$$

$$\mu = \mathbb{E}(X)$$



Dichtefunktionen der Normalverteilung $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:
 $\mathcal{N}(0; 0,2)$ (blau), $\mathcal{N}(0; 1)$ (rot), $\mathcal{N}(0; 5)$ (gelb) und
 $\mathcal{N}(-2; 0,5)$ (grün)

<https://de.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung>

https://de.wikipedia.org/wiki/Zentraler_Grenzwertsatz

Der Zentrale Grenzwertsatz (ZGS):

Sei $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$ eine Folge von Zufallsvariablen d.

→ Unabhängig

→ Identisch verteilt

→ $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ und $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$

Sei: $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{n}S_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$$\mathbb{E}(Z_n) = 0$$

$$\text{Var}(Z_n) = 1$$

Der ZGS besagt, dass die Verteilungsfunktion von Z_n für $n \rightarrow \infty$ gegen die Verteilungsfunktion von $\mathcal{N}(0,1)$ konvergiert.

Formal:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq z) = \Phi(z), \quad z \in \mathbb{R}$$

Binomialverteilung:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Binomialverteilung>

Wahrscheinlichkeitsfkt

$$B(k|p, n) = \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} & \text{falls } k \in \{0, 1, \dots, n\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$


↑ Binomialkoeffizient

$n \in \mathbb{N}$: Anzahl der Versuche

$p \in [0, 1]$: Trefferwahrscheinlichkeit

$k \in \mathbb{N}$: Anzahl der Treffer

$$X \sim B(n, p) \rightarrow \begin{aligned} &E(X) = np \\ &\text{Var}(X) = np(1-p) \end{aligned}$$



III

α -Strahlung : Heliumkern , penetration : wenige cm in Luft
 β -Strahlung : Elektron , penetration : einige m in Luft
 γ -Strahlung : Photon , penetration : mehrere cm in Beton

Poisson Verteilung :

<https://de.wikipedia.org/wiki/Poisson-Verteilung>

$$P_{\lambda}(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$E(x) = \lambda$$

$$\text{Var}(x) = \lambda$$

Der Parameter λ beschreibt die bei einer Beobachtung erwartete Ereignishäufigkeit. Die P-Verteilung gibt dann die Wahrscheinlichkeit, einer bestimmten Ereignisszahl k im Einzelfall aus, wenn die mittlere Ereignissrate λ bekannt ist.

λ z.B. - Zerfälle pro Sekunde

$$P_{\lambda}(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Wahrscheinlichkeit k Zerfälle innerhalb einer S.
zu beobachten.

Versuchsablaufplan

TV 1.

Generierung einer Binomialverteilung mit dem Galtun-Brett

→ Brett während Versuch horizontal + Erschütterungsfrei halten

→ Bein ablesen nach hinten + seitlich Rippen

Reset → Brett flach legen + schneiden (Clusters)

Messung:

kleine Stichprobe (SP) : 40 Kugeln + Tabelle

Mittlere SP : 256 Kugeln + Tabelle

Große SP : 2560 Kugeln

↳ 2 × Mittlere SP → Werte in die Tafel

↳ Am Ende 10 × Mittlere SP → 1 × Große SP

$$\sum |Kugeln| \stackrel{!}{=} 256 \text{ (oder 40)} \quad \nabla$$

MATLAB

\bar{x} und σ von Mittlere SP und Große SP

↳ in dasselbe Figure-Window:

plot in beiden Statistikfenstern

y-Achse skalierung "plotyy"

in Melden für die Große Statistik plotter "stem(x,y)"

▽ Achsenbeschriftung + Titel

TV 2.

Aufnahme einer Poisson-Verteilung

Impulse / 2 s messen

ZGS \rightarrow Normalverteilung enthält Poi.

\rightarrow Also: kleine Energieintervall wählen

Richtwert: 2-4 Impulse / Messung (2 s)

1 Messung $\times 100\text{ s}$ $\xrightarrow{\text{Perl-Script}}$ 50 Messungen $\times 2\text{ s}$

MAESTRO:

- Clear ROI \rightarrow "ROI/clear All"
- Scintillationsdetektor an der Schraube (Nicht USB-Kabel!) aus der Bleikammer ziehen
- Während Messung dranziehen lassen
- HV/Gain \rightarrow Spalten fast den ganzen Bereich auffüllen
- Voltage \rightarrow anpassen sodass \uparrow
($\sim 835\text{ V}$ Wen $\sim 1150\text{ V}$ All)

Durchführung:

Messzeit 20 s \rightarrow Zielen mit LMB ein Intervall ankreiden
sodass $\sum \text{Impulse} = 20 - 40$

- Bereich markieren (ggf. List Mode deaktivieren)

- RMB \rightarrow Sum \rightarrow Urten Links \leq angesetzt
 \rightarrow Autoscale aktivieren?

Gewählter Bereich \rightarrow RMB \rightarrow "Mark ROI" \rightarrow nicht ändern
 Messzeit 2s \rightarrow 10x durchlaufen \rightarrow checken ob $\frac{\# \text{Impulse}}{\text{Messung}} = 2-4$

Mann \rightarrow ROI/save File \rightarrow "11_JJTM-TV2.ROI"

Mengen:

Messmodus \rightarrow List Mode

Messzeit \rightarrow 100s \rightarrow Save as \rightarrow 11_JJTM-TV2_50Mengen.Lis

Messzeit \rightarrow 200s — 11 — 100 — 11 —

CMD:

perl -s ParseOrderListData.pl <.ROI> <.Lis> <#Mengen> <sec>

\hookrightarrow \hookrightarrow <savefile stat>

MATLAB:

dlmread \rightarrow read .stat (50 Mengen)

\bar{x} , σ berechnen

PROTOKOLIEREN Alles

— 11 — für 100 Mengen

- Plotten wie in TV1
 in welche Richtung ist \bar{x} verschoben?
 Save as \rightarrow PDF

TV3.

Variante 1

100 Messungen $\times 20s$ (Gleiche ROI)

Alles analog zu TV2

+ beim plotten:

Poissonverteilung "poisspdf(x, M)"

Normalverteilung "normpdf(x, M)"

Variante 2.

ROI \rightarrow ganz einstellen (wie in TV2.)

100 Messungen $\times 20s$

Alles analog zu TV2

+ beim plotten: Histogramm "normpdf(x, M, S)"